
Stiplastics
A member of
SGH
MEDICAL PHARMA

INSTRUCTION FOR USE

1. Product

Dropper type BA EVA : CG BA EVA CP DIN18 BL B0842 BLISTER

2. Picture



3. Description

The dropper is intended for dispensing non-sterile liquid medicines.

4. Function

- Install the dropper on the neck of the bottle, after removing from it the individual packaging (blister);
- Before use, remove the protective cap from the dropper from the dropper tip,
- Turn the bottle upside down and drip the medicine by pressing on the body of the dropper.
- After the use of the medicine close the dropper tip with a protective cap.

5. Cautions and precautions for use

- Dropper is applied to bottles of appropriate sizes
- Keep out of reach of children

Name	Date	Signature	Stamp
Maxime Bonnet Head of Quality Regulatory and Department	23 Jul 2024		Stiplastics SAS au capital de 193 522 € 62 chemin des Plantées 38160 SAINT MARCELLIN N° siren : 333 321 818 Tél. 04 76 38 08 44 - Fax 04 76 38 54 39

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


/Логотип /Stiplastics A member of SGH MEDICAL PHARMA/*

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Продукт

Тип капельницы BA EVA: CG BA EVA CP DIN18 BL B0842 BLISTER

2. Изображение



3. Описание

Капельница предназначена для дозирования нестерильных жидких лекарственных препаратов.

4. Принцип действия

- Установить капельницу на горловину флакона, предварительно вынув ее из индивидуальной упаковки (блистера);
- Перед применением снять защитный колпачок с кончика капельницы,
- Перевернуть флакон вверх дном и закапать лекарственный препарат, надавив на корпус капельницы.
- После применения лекарственного препарата закрыть кончик капельницы защитным колпачком.

5. Предостережения и меры предосторожности при использовании

- Капельница предназначена для использования с флаконами подходящих размеров
- Хранить в недоступном для детей месте

Имя	Дата	Подпись	Печать
Максим Бонне Руководитель отдела по вопросам качества и регистрации	23 июля 2024 г.	/Подпись/	*/Stiplastics* SAS с капиталом 193 522 евро* 62 chemin des Plantes* 38160 Сен-Марселлен*Код Siret 333 321818* Тел. 04 76 38 08 44 Факс 04 76 38 54 39/*

SAS с капиталом 9 012 147,50 евро - RCS Гренобль 834 491 581 - Код APE 6420Z – внутренний НДС FR 09

Stiplastics
62 Chemin des Plantées
38160 Сен-Марселлен - Франция
Тел.: +33(0)4 76 38 08 44
Факс: +33(0) 4 76 38 54 39
Эл. почта: contact@sgh-healthcaring.com
sgh-healthcaring.com

Перевод выполнен: /И.В. Садохо/

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


Stiplastics
A member of
SGH
MEDICAL PHARMA

INSTRUCTION FOR USE

1. Product

Dropper type BA PVC : CG BA 15.3 PVC BL DIN18 BL B0832 BL

2. Picture



3. Description

The dropper is intended for dispensing non-sterile liquid medicines.

4. Function

- Install the dropper on the neck of the bottle, after removing from it the individual packaging (blister);
- Before use, remove the protective cap from the dropper from the dropper tip,
- Turn the bottle upside down and drip the medicine by pressing on the body of the dropper.
- After the use of the medicine close the dropper tip with a protective cap.

5. Cautions and precautions for use

- Dropper is applied to bottles of appropriate sizes
- Keep out of reach of children

Name	Date	Signature	Stamp
Maxime Bonnet Head of Quality Regulatory and Department	23 Jul 2024		Stiplastics SAS au capital de 193 522 € 62 chemin des Plantées 38160 SAINT MARCELLIN N° siren : 333 321 818 Tél. 04 76 38 08 44 - Fax 04 76 38 54 39

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru


/Логотип /Stiplastics A member of SGH MEDICAL PHARMA/*

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Продукт

Тип капельницы BA PVC: CG BA 15.3 PVC BL DIN18 BL B0832 BL

2. Изображение



3. Описание

Капельница предназначена для дозирования нестерильных жидких лекарственных средств.

4. Принцип действия

- Установить капельницу на горловину флакона, предварительно вынув ее из индивидуальной упаковки (блистера);
- Перед применением снять защитный колпачок с кончика капельницы,
- Перевернуть флакон вверх дном и закапать лекарственный препарат, надавив на корпус капельницы.
- После применения лекарственного препарата закрыть кончик капельницы защитным колпачком.

5. Предостережения и меры предосторожности при использовании

- Капельница предназначена для использования с флаконами подходящих размеров
- Хранить в недоступном для детей месте

Имя	Дата	Подпись	Печать
Максим Бонне Руководитель отдела по вопросам качества и регистрации	23 июля 2024 г.	/Подпись/	*/Stiplastics* SAS с капиталом 193 522 евро* 62 chemin des Plantes* 38160 Сен-Марселлен*Код Siret 333 321818* Тел. 04 76 38 08 44 Факс 04 76 38 54 39/*

Перевод выполнен: /И.В. Садохо/

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru